

TONTARRA



FLEXIBLE INSTRUMENTS

ENDOSCOPIC THERAPY



1

STONEBASKETS FOR RETRIEVAL & LITHOTRIPSY

STEINFÄNGER-POLYPENFANGKÖRBCHEN & LITHOTRIPTERKÖRBCHEN

2

SCLEROTHERAPY NEEDLES & FIBRINADHESIVE NEEDLES

SKLEROSIERUNGSNADELN & FIBRINKLEBENADELN

3

ERCP-CATHETERS & PAPILOTOMES

ERCP-KATHETER & PAPILOTOME

4

POLYPECTOMY LOOPS/EMR-SNARES/DOUBLE-INSTRUMENTS

POLYPEKTOMIESCHLINGEN/EMR-SCHLINGEN/DUO-INSTRUMENTE

5

CYTOLOGY BRUSHES & CLEANING BRUSHES

ZYTOLOGIEBÜRSTEN & REINIGUNGSBÜRSTEN

6

BIOPSY FORCEPS

BIOPSIEZANGEN

7

FOREIGN BODY FORCEPS

FREMDKÖRPERFASSZANGEN

8

SPRAY-PROBES & WASHING TUBES

SPÜLSONDEN & SPRÜHSONDEN

9

HANDLES & ACCESSORIES

GRIFFE & ZUBEHÖR

10

SINGLE USE INSTRUMENTS

EINWEG-INSTRUMENTE

11

INSTRUMENTS FOR DOUBLE-BALLOON-ENTEROSCOPY

INSTRUMENTE FÜR DIE DOPPELBALLON-ENTEROSKOPIE

A

ANNEX

ANHANG



SYMBOL DEFINITION

SYMBOLERKLÄRUNG

APPLICATION-SYMBOLS

APPLIKATIONS-SYMBOL



Instrument for autoclaving
Autoklavierbares Instrument



Instrument suitable for contrast medium
Instrument geeignet für Kontrastmittel-Einspritzung



Steril packaged single-use instrument
Steril verpacktes Einweg-Instrument



Instrument for HF surgery
Instrument geeignet für die HF-Chirurgie



Instrument with irrigation channel
Instrument mit Spülkanal



Instrument able for guide wire 0,025"
Führungsdrahtfähiges Instrument für 0,025"



Instrument able for guide wire 0,035"
Führungsdrahtfähiges Instrument für 0,035"

SCOPE OF APPLICATIONS

ANWENDUNGSBEREICHE



Colonoscopy
Kolonoskopie



ERCP Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography
ERCP Endoskopisch Retrograde Cholangiopankreatikographie



Bronchoscopy
Bronchoskopie



Gastroscopy
Gastroskopie

STONEBASKETS FOR RETRIEVAL & LITHOTRIPSY

Retrieval baskets are designed for grasping, moving and extracting stones or debris during surgical procedures.

Lithotripter baskets are designed for strong and quick destroying, crushing and extracting stones or debris during surgical procedures.

- Available in Nitinol, monofilament shape retaining
- Available in Stainless Steel and Diamond Nitinol version
- Available for double balloon enteroscope
- Available in single use and reusable version
- Basket tips are not welded and extremely resistant against breaking
- Atraumatic tips
- Different types such as hexagonal, spiral in different FR/CH
- Feature 4, 6 or 8 wires

STEINFÄNGER-POLYPENFANGKÖRBCHEN & LITHOTRIPTERKÖRBCHEN

Steinfängerkörbchen eignen sich hauptsächlich zum Fassen, Bewegen und Extrahieren von Steinen und Polypen während eines operativen Eingriffs.


Lithotripterkörbchen eignen sich hauptsächlich zum Zertrümmern, Zerkleinern und Extrahieren von Steinen während eines operativen Eingriffs.

- Erhältlich in Nitinol, monofilament mit Memoryeffekt
- Erhältlich in Stahl und diamantiertem Nitinol
- Erhältlich auch für DBE (Doppel-Ballon-Enteroskopie)
- In Einweg- und Mehrweg-Ausführungen
- Körbchenspitzen sind nicht gelötet und extrem bruchresistent
- Atraumatische Tips
- Verschiedene Ausführungen wie hexagonal und spiralig in verschiedenen Größen FR/CH
- Erhältlich 4-, 6-; 8-drähtig

RETRIEVAL BASKETS

STEINFÄNGER-POLYPENFANGKÖRBCHEN

1-1




Retrieval Basket, hexagonal, 4 wires, teflon tube, fix rod, double LL, suitable for contrast medium

Steinfänger-Polypenfängkörbchen, hexagonal, 4-seilig, Teflontubus, feste Zugstange, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-1BHPK2310230K	230 cm	10 mm	2,3 mm
  	PK-1BHPK2320230K	230 cm	20 mm	2,3 mm
  	PK-1BHPK2330230K	230 cm	30 mm	2,3 mm




Retrieval Basket, spiral, 4 wires, teflon tube, fix rod, double LL, suitable for contrast medium

Steinfänger-Polypenfängkörbchen, spiralig, 4-seilig, Teflontubus, feste Zugstange, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-1BSPK2310230K	230 cm	10 mm	2,3 mm
  	PK-1BSPK2320230K	230 cm	20 mm	2,3 mm
  	PK-1BSPK2330230K	230 cm	30 mm	2,3 mm



Retrieval Basket, hexagonal, 4 wires, able for guide wire 0,035", fix rod, teflon tube, double LL, triplex connector with sealing ring, suitable for contrast medium

Steinfänger-Polypenfängkörbchen, hexagonal, 4-seilig, für Führungsdraht 0,035", Teflontubus, feste Zugstange, Doppel-LL, Triplex-Anschluss mit Dichtungsring, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1FHPK2510230K	230 cm	10 mm	2,5 mm
	PK-1FHPK2520230K	230 cm	20 mm	2,5 mm
	PK-1FHPK2530230K	230 cm	30 mm	2,5 mm



NITINOL BASKETS

NITINOL-STEINFÄNGER-POLYPENFANGKÖRBCHEN




Nitinol Basket, hexagonal, 4 wires, teflon tube, fix rod, double LL, suitable for contrast medium, not able for lithotripter

Nitinol-Steinfänger-Polypenfängkörbchen, hexagonal, 4-drähtig, Teflontubus, feste Zugstange, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, nicht lithotripter geeignet

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1NHPK2310230K	230 cm	10 mm	2,3 mm
	PK-1NHPK2320230K	230 cm	20 mm	2,3 mm
	PK-1NHPK2330230K	230 cm	30 mm	2,3 mm




Nitinol Basket, spiral, 4 wires, teflon tube, fix rod, double LL, suitable for contrast medium, not able for lithotripter

Nitinol-Steinfänger-Polypenfängkörbchen, spiralig, 4-drähtig, Teflontubus, feste Zugstange, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, nicht lithotripter geeignet

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1NSPK2310230K	230 cm	10 mm	2,3 mm
	PK-1NSPK2320230K	230 cm	20 mm	2,3 mm
	PK-1NSPK2330230K	230 cm	30 mm	2,3 mm



Nitinol Basket, hexagonal, 6 wires, teflon tube, fix rod, double LL, suitable for contrast medium, not able for lithotripter

Nitinol-Steinfänger-Polypenfängkörbchen, hexagonal, 6-drähtig, Teflontubus, feste Zugstange, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, nicht lithotripter geeignet

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1NHPK2310230VK	230 cm	10 mm	2,3 mm
	PK-1NHPK2320230VK	230 cm	20 mm	2,3 mm
	PK-1NHPK2330230VK	230 cm	30 mm	2,3 mm

NITINOL BASKETS

NITINOL-STEINFÄNGER-POLYPENFANGKÖRBCHEN

1-3



Nitinol Basket, spiral, 6 wires, teflon tube, fix rod, double LL, suitable for contrast medium, not able for lithotripter

Nitinol-Steinfänger-Polypenfängkörbchen, spiralig, 6-drähtig, Teflontubus, feste Zugstange, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, nicht lithotriptergeeignet

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-1NSPK2310230VK	230 cm	10 mm	2,3 mm
  	PK-1NSPK2320230VK	230 cm	20 mm	2,3 mm
  	PK-1NSPK2330230VK	230 cm	30 mm	2,3 mm




Nitinol Basket, hexagonal, 8 wires, teflon tube, fix rod, double LL, suitable for contrast medium, not able for lithotripter

Nitinol-Steinfänger-Polypenfängkörbchen, hexagonal, 8-drähtig, Teflontubus, feste Zugstange, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, nicht lithotriptergeeignet

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-1NHPK2310230OK	230 cm	10 mm	2,3 mm
  	PK-1NHPK2320230OK	230 cm	20 mm	2,3 mm
  	PK-1NHPK2330230OK	230 cm	30 mm	2,3 mm



Nitinol basket, tipless round, hexagonal, 4 wires, fully retractable, teflon tube, fix rod, double LL, suitable for contrast medium, not able for lithotripter

Nitinol-Steinfängkörbchen, spitzenlos rund, hexagonal, 4fach-geflochten, voll einziehbar, Teflontubus, feste Zugstange, Kontrastmittel-Einspritzung, nicht lithotriptergeeignet

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-1NRPK2620230K-Z	230 cm	20 mm	2,6 mm
  	PK-1NRPK2625230K-Z	230 cm	25 mm	2,6 mm
  	PK-1NRPK2630230K-Z	230 cm	30 mm	2,6 mm



LITHOTRIPTER BASKETS

LITHOTRIPTERKÖRBCHEN

1-4



Lithotripter Basket, hexagonal, 4 wires, teflon tube, rod able to unscrew, double LL, suitable for contrast medium

Lithotripter Körbchen, hexagonal, 4-seilig, Teflontubus, Zugstange abschraubbar, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1SHPK2510210AK	210 cm	10 mm	2,5 mm
	PK-1SHPK2520210AK	210 cm	20 mm	2,5 mm
	PK-1SHPK2530210AK	210 cm	30 mm	2,5 mm




Lithotripter Basket, spiral, 4 wires, teflon tube, rod able to unscrew, double LL, suitable for contrast medium

Lithotripter Körbchen, spiralig, 4-seilig, Teflontubus, Zugstange abschraubbar, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1SSPK2510210AK	210 cm	10 mm	2,5 mm
	PK-1SSPK2520210AK	210 cm	20 mm	2,5 mm
	PK-1SSPK2530210AK	210 cm	30 mm	2,5 mm



Lithotripter Basket, hexagonal, 6 wires, teflon tube, rod able to unscrew, double LL, suitable for contrast medium

Lithotripter Körbchen, hexagonal, 6-seilig, Teflontubus, Zugstange abschraubbar, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1SHPK2510210VAK	210 cm	10 mm	2,5 mm
	PK-1SHPK2520210VAK	210 cm	20 mm	2,5 mm
	PK-1SHPK2530210VAK	210 cm	30 mm	2,5 mm

LITHOTRIPTER BASKETS

LITHOTRIPTERKÖRBCHEN



Lithotripter Basket, spiral, 6 wires, teflon tube, rod able to unscrew, double LL, suitable for contrast medium

Lithotripterkorbchen, spiralig, 6-seilig, Teflontubus, Zugstange abschraubbar, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1SSPK2510210VAK	210 cm	10 mm	2,5 mm
	PK-1SSPK2520210VAK	210 cm	20 mm	2,5 mm
	PK-1SSPK2530210VAK	210 cm	30 mm	2,5 mm



2 Lumen-Retrieval Basket, hexagonal, 4 wires, teflon tube, triplex connector, rod with vice handle, double LL, for guide wire 0,035", suitable for contrast medium, able for lithotripter

2-Lumen Steinfängerkorbchen, hexagonal, 4-seilig, Triplex Anschluss, Teflontubus, feste Zugstange mit Stiftenklöbchen, Doppel-LL, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung, lithotriptergeeignet

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1FHPK3320230K-2L	230 cm	20 mm	3,3 mm
	PK-1FHPK3330230K-2L	230 cm	30 mm	3,3 mm



Diamond-Nitinol-Lithotripter Basket, 8 wires, teflon tube, rod able to unscrew, double LL, suitable for contrast medium, able for lithotripter

Diamant-Nitinol-Lithotriptorkorbchen, 8-seilig, Teflontubus, Zugstange abschraubbar, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, lithotriptergeeignet

Handle: PK-1SWPK0000100 Griff: PK-1SWPK0000100



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-1LDXX2620230AK	230 cm	20 mm	2,6 mm
	PK-1LDXX2630230AK	230 cm	30 mm	2,6 mm



LITHOTRIPTER

LITHOTRIPTER

Lithotripter spiral with LL-connector

Lithotripterspirale mit Luer Lock Anschluss



ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø SPIRAL Ø SPIRALE	FEATURES AUSFÜHRUNG
PK-1LSPK2618180LL	180 cm	8 FR	
PK-1LSPK3320080LL	80 cm	10 FR	for emergency
PK-1LSPK3320180LL	180 cm	10 FR	

Lithotripter handle with LL-connector and spring lock

Lithotripter Handgriff mit Luer Lock Anschluss und Federsperre




ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER
PK-1LTGP0000003



Extension rope for lithotripter basket for assembling of lithotripter spiral

Verlängerungsseil für Lithotripter Körbchen für Montage der Lithotripterspirale



ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE
PK-1VSPK1210220	220 cm

SCLEROTHERAPY NEEDLES

Sclerotherapy needles are designed for the use of injection therapy applications, such as esophageal varices and also to stop bleeding in the upper and lower gastrointestinal tract. They are also used for injections of vascular and submucosal tissues.

- Ergonomic handle
- Click-Needle-In-Click-Needle-Out-mechanism provides safe and harmless introduction through the endoscope
- Special needle design for precise injection
- Suitable for Histoacryl
- Needle remains stable at backpressure

SKLEROSIERUNGSNADEN

Sklerosierungsnadeln werden zur therapeutischen Verödung von Ösophagus-Varizen, zur Stillung von Blutungen im oberen und unteren Gastrointestinaltrakt sowie zur vaskulären und submukösen Unterspritzung des Gewebes eingesetzt.

- *Ergonomischer Handgriff*
- *Click-Needle-In-Click-Needle-Out-Mechanismus gewährleistet ein sicheres und schadloses Einführen durch das Endoskop*
- *Sichere Einsticheigenschaft durch speziellen Nadelschliff*
- *Geeignet für Histoacryl*
- *Positionsstabile Nadel auch bei Gegendruck*

FIBRINADHESIVE NEEDLES

The use of fibrinadhesive needles is particularly suitable in endoscopic surgery for hemostasis of complicated bleeding, which may not be stopped by regular ligature.


- 2 lumen-precise-punction
- Optimal composition of Fibrinogen/Thrombin
- Safe handling
- Suitable for Histoacryl



FIBRINKLEBENADELN

Die Anwendung von Fibrinklebenadeln eignet sich besonders bei endoskopischen Eingriffen zur Blutstillung komplizierter Blutungen, welche sich mit normalen Ligaturen nicht stoppen lassen.


- *2-Lumen-sichere-Punktion*
- *Optimale Mischung von Fibrinogen/Thrombin*
- *Sicheres Handling*
- *Geeignet für Histoacryl*



SCLEROTHERAPY NEEDLES & FIBRINADHESIVE NEEDLES

SKLEROSIERUNGSNADEN & FIBRINKLEBENADELN


2-1



Sclerotherapy needle, teflon tube, tapered tip

Sklerosierungsnadel, Teflontubus, verjüngte Spitze


AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-2NZTV1806120	120 cm	1,8 mm	5 mm	0,6 mm
	PK-2NZTV1806230	230 cm	1,8 mm	5 mm	0,6 mm
	PK-2NZTV2505230	230 cm	2,5 mm	5 mm	0,5 mm
	PK-2NZTV2507180	180 cm	2,5 mm	5 mm	0,7 mm
	PK-2NZTV2507230	230 cm	2,5 mm	5 mm	0,7 mm
	PK-2NZTV2509180	180 cm	2,5 mm	5 mm	0,9 mm
	PK-2NZTV2509230	230 cm	2,5 mm	5 mm	0,9 mm



Sclerotherapy needle (Injection Needle), metal tube

Sklerosierungsnadel (Injektionsnadel), Metallspirale

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-2NZMM2507180	180 cm	2,5 mm	5 mm	0,7 mm
	PK-2NZMM2507230	230 cm	2,5 mm	5 mm	0,7 mm



Fibrinadhesive needle, teflon tube, 2 lumen, 2 needles

Fibrinklebenadel, Teflontubus, 2 Lumen, 2 Nadeln

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-8KVTV2607180B	180 cm	2,6 mm	6 mm	0,7 mm
	PK-8KVTV2607230B	230 cm	2,6 mm	6 mm	0,7 mm

Other sizes see annex

Weitere Größen siehe Anhang

www.tontarra.de

ERCP-CATHETERS

Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP) is a procedure that combines upper gastrointestinal (GI) endoscopy and X-rays to treat problems of the bile and pancreatic ducts. ERCP-catheters are used to achieve a papillary opening once the endoscopist locates the duodenal papilla.

- Flexi-Catheters providing easier positioning to the papilla
- Available in different metal tips
- Endoscopic cannulation of the ductal system
- Color graduation
- Guide wire compatibility
- Adaptable for contrast mediums

ERCP-KATHETER

Endoskopisch Retrograde Cholangiopankreatikographie (ERCP) ist eine endoskopische Methode, bei der neben der Darstellung der Gallenwege, Gallenblase und des Pankreasgangs mit Röntgenkontrastmittel Konkrementen dargestellt werden können oder die Öffnung des Gallengangs (Papilla Vateri) geweitet wird bzw. Kontrastmittel eingespritzt wird, um den Gallengang darzustellen.

- Flexi-Katheter erleichtern eine Positionierung der Papille
- Erhältlich mit verschiedenen Metall-Spitzen
- Endoskopische Kanülierung des Ductal-Systems
- Farbgraduation
- Führungsdraht-Kompatibilität
- Verwendbar für Kontrastmittel-Einspritzung

PAPILOTOMES

Sphincterotomes, also known as Papillotomes, are used to incise the orifice of the papilla of Vater, giving improved access to the bile and pancreatic ducts. Due to minor or constricted papilla, cannulation may not be possible. Accessing to the common bile duct may be gained using the pre-cut sphincterotomy technique, where a needle-knife is used. Papillotomes and needle-knives cut the papilla using high-radio frequency electrosurgical current.

- Guide wire compatibility
- Available with 1, 2, 3 lumen
- Various models
- Controlled cutting depth
- Special coating on the proximal end

PAPILOTOME


Papillotome werden eingesetzt um die Öffnung der Papilla Vateri einzuschneiden. Bei zu kleinen oder verengten Papillen erfolgt der Zugang zum Gallengang unter Verwendung des PreCut-Verfahrens anhand von Nadelmessern. Papillotome und Nadelmesser schneiden die Papille im elektrochirurgischen Verfahren mit hochfrequentem Strom.

- Führungsdraht-Kompatibilität
- Erhältlich mit 1, 2, 3 Lumen
- Verschiedene Modelle
- Kontrollierte Schnitttiefe
- Spezielle Beschichtung am proximalen Ende

ERCP-CATHETERS

ERCP-KATHETER

3-1



ERCP-catheter, straight standard form, metal pipe inside, teflon tube, with mandrin, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

ERCP-Katheter, gerade Form, Metallrohr innen, Teflontubus, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

0,035"

C

AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-3CSPK1810210M

LENGTH
LÄNGE

210 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm



ERCP-catheter, short-filiform, metal pipe inside, teflon tube, with mandrin, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

ERCP-Katheter, kurz-filiform, Metallrohr innen, Teflontubus, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

0,035"

C

AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-3CTPK1810210M

LENGTH
LÄNGE

210 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm



ERCP-catheter, bottle top shaped metal tip, teflon tube, with mandrin, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

ERCP-Katheter, flaschenförmiger Metallkopf, Teflontubus, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

0,035"

C

AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3CXPK1810210M

LENGTH
LÄNGE

210 cm


Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm

ERCP-CATHETERS

ERCP-KATHETER

3-2



ERCP-catheter, conical metal tip, teflon tube, with mandrin, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

ERCP-Katheter, konischer Metallkopf, Teflontubus, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

0,035"


AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3CEPK1810210M

LENGTH
LÄNGE

210 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm



ERCP-catheter, metal cannula, teflon tube, with mandrin, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

ERCP-Katheter, Metallkanüle, Teflontubus, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

0,035"


AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-3CPPK1810210M

LENGTH
LÄNGE

210 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm



ERCP-catheter, round metal tip, teflon tube, with mandrin, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

ERCP-Katheter, runder Metallkopf, Teflontubus, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

0,035"


AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3CRPK1810210M

LENGTH
LÄNGE

210 cm


Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm

PAPILLOTOMES

PAPILLOTOME

3-3



Papillotome standard, tip short filiform, tapered tip, teflon tube, double-LL, suitable for contrast-medium

Papillotom standard, Spitze kurz-filiform, verjüngte Spitze, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung


Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050



HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3QTPK1820210	210 cm	1,8 mm	20 mm
	PK-3QTPK1825210	210 cm	1,8 mm	25 mm
	PK-3QTPK1830210	210 cm	1,8 mm	30 mm



1-Lumen-Y-Papillotome, tip long filiform, 11 o'clock model, tapered tip, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

1-Lumen-Y-Papillotom, lang-filiforme Spitze, 11° Modell, verjüngte Spitze, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050




0,035"

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3YTPK2320210FR7-5-1L	210 cm	2,3 mm/1,8 mm	20 mm
	PK-3YTPK2325210FR7-5-1L	210 cm	2,3 mm/1,8 mm	25 mm
	PK-3YTPK2330210FR7-5-1L	210 cm	2,3 mm/1,8 mm	30 mm



2-Lumen-Y-Papillotome, tip short filiform, 11 o'clock model, tapered tip, able for guide wire 0,035", suitable for constrast medium

2-Lumen-Y-Papillotom, kurz-filiforme Spitze, 11° Modell, verjüngte Spitze, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050



0,035"

HF


C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3YTPK2320210FR7-5-2L	210 cm	2,3 mm/1,8 mm	20 mm
	PK-3YTPK2325210FR7-5-2L	210 cm	2,3 mm/1,8 mm	25 mm
	PK-3YTPK2330210FR7-5-2L	210 cm	2,3 mm/1,8 mm	30 mm

PAPILLOTOMES

PAPILLOTOME

3-4



Pre-Cut-Papillotome, type needle, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium

Vorschneidepapillotom, Typ Nadel, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung


Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050



HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-3QZPK1802210S	210 cm	1,8 mm	4 mm	0,2 mm
	PK-3QZPK1802210Z	210 cm	1,8 mm	5 mm	0,2 mm
	PK-3QZPK1802210V	210 cm	1,8 mm	6 mm	0,2 mm



Pre-Cut-Papillotome, type needle, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium

Vorschneidepapillotom, Typ Nadel, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung


Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050



HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-3QZPK1805210S	210 cm	1,8 mm	4 mm	0,5 mm
	PK-3QZPK1805210Z	210 cm	1,8 mm	5 mm	0,5 mm
	PK-3QZPK1805210V	210 cm	1,8 mm	6 mm	0,5 mm



Pre Cut-Papillotome, type knife, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium

Vorschneidepapillom, Typ Spatel, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050



HF


C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	KNIFE LENGTH SPATELLÄNGE	Ø KNIFE Ø SPATEL
	PK-3QYPK1802210Z	210 cm	1,8 mm	5 mm	0,8x0,2mm

PAPILLOTOMES

PAPILLOTOME

3-5



2-Lumen-Needle-Papillotome, teflon tube, tapered tip, double LL, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

2-Lumen-Nadel-Papillotom, Teflontubus, verjüngte Spitze, Doppel-LL, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-3YZPK2202210S	210 cm	2,3 mm	4 mm	0,2 mm
	PK-3YZPK2202210Z	210 cm	2,3 mm	5 mm	0,2 mm
	PK-3YZPK2202210V	210 cm	2,3 mm	6 mm	0,2 mm

0,035"

HF

C



Mini-Needle-Papillotome, for channel 0,035", fixed/punctual cut, PEEK-tube, HF-connector 3 mm


Mini-Nadel-Papillotom für Kanal 0,035", festes/punkt förmiges Schneiden, PEEK-Tubus, HF-Anschluss 3 mm

Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE
	PK-3QZPK0802210Z	210 cm	0,8 mm	5 mm

HF



B2-Papillotome, type loop, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium

B2-Papillotom, Typ Schlinge, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3QBPk1820210	210 cm	1,8 mm	20 mm
	PK-3QBPk2320210	210 cm	2,3 mm	20 mm

HF

C

Other sizes see annex

Weitere Größen siehe Anhang


www.tontarra.de



PAPILLOTOMES

PAPILLOTOME

3-6



B2-Papillotome, type loop retrograd, distal tapered, teflon tube, double LL, able for guide wire 0,035", suitable for contrast-medium

B2-Papillotom, Typ Schlinge retrograd, Spitze verjüngt, Teflontubus, Doppel-LL, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung

Handle: PK-3QWPK3000050 Griff: PK-3QWPK3000050



0,035"

HF

C

AREA
BEREICH



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3YBPK2225210-FR7-5-15

LENGTH
LÄNGE


210 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

2,3 mm/1,8 mm

CUT
SCHNITT

25 mm



POLYPECTOMY LOOPS/EMR-SNARES

Polypectomy Loops/EMR-Snares are used for the applications of removing polyps “Polypectomy” and Endoscopic Mucosal Resection (EMR) technique is used for the staging and treatment of superficial Neoplasma of the gastrointestinal tract.

- Teflon tube
- Indicated loops for hot and cold polypectomy
- Variety of snare loop configuration
- Provides a variety of size options to manage different polyp and mucosal types
- Loops designed to capture flat lesions
- Stiff snare

POLYPEKTOMIESCHLINGEN/EMR-SCHLINGEN


Polypektomieschlingen/EMR-Schlingen werden zur Entfernung von Polypen (Polypektomie) verwendet und die endoskopische Mukosaresektion (EMR-Technik) für das Greifen von flachen, oberflächlichen Läsionen im Magen-Darm-Trakt.

- Teflontubus
- Für Kalt-und Warmpolypektomie
- Vielfalt an Schlingenformen
- Vielzahl von Optionen, um unterschiedlich große Polypen und Mukosen zu entfernen
- Spezielle Designs für flache Läsionen
- Große Resistenz

POLYPECTOMY LOOPS

POLYPEKTOMIESCHLINGEN

4-1




Polypectomy loop, oval, teflon tube

Polypektomieschlinge, oval, Teflontubus

Handle: PK-4PWPk3000100 Griff: PK-4PWPk3000100


HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-4POPK2310230	230 cm	10 mm	2,3 mm
 	PK-4POPK2320230	230 cm	20 mm	2,3 mm
 	PK-4POPK2330230	230 cm	30 mm	2,3 mm




Polypectomy loop, hexagonal, teflon tube

Polypektomieschlinge, hexagonal, Teflontubus

Handle: PK-4PWPk3000100 Griff: PK-4PWPk3000100


HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-4PHPK2310230	230 cm	10 mm	2,3 mm
 	PK-4PHPK2320230	230 cm	20 mm	2,3 mm
 	PK-4PHPK2330230	230 cm	30 mm	2,3 mm



Polypectomy loop, crescent, teflon tube

Polypektomieschlinge, crescent, Teflontubus

Handle: PK-4PWPk3000100 Griff: PK-4PWPk3000100



HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-4PCPK2310230	230 cm	10 mm	2,3 mm
 	PK-4PCPK2320230	230 cm	20 mm	2,3 mm
 	PK-4PCPK2330230	230 cm	30 mm	2,3 mm

POLYPECTOMY LOOPS

POLYPEKTOMIESCHLINGEN

4-2




Polypectomy loop, asymmetric, teflon tube

Polypektomieschlinge, asymmetrisch, Teflontubus

Handle: PK-4PWP3000100 Griff: PK-4PWP3000100


HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4PAPK2315230	230 cm	15 mm	2,3 mm
	PK-4PAPK2320230	230 cm	20 mm	2,3 mm
	PK-4PAPK2330230	230 cm	30 mm	2,3 mm




Polypectomy loop, oval, monofil, teflon tube

Polypektomieschlinge, oval, monofil, Teflontubus

Handle: PK-4PWP3000100 Griff: PK-4PWP3000100


HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4POPK2310230M	230 cm	10 mm	2,3 mm
	PK-4POPK2320230M	230 cm	20 mm	2,3 mm
	PK-4POPK2330230M	230 cm	30 mm	2,3 mm



Polypectomy loop, oval, rotating, isolated tip, teflon tube

Polypektomieschlinge, oval, drehbar, isolierte Spitze, Teflontubus


Handle: PK-4PWP3000100 Griff: PK-4PWP3000100


HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4POPK2310230ID	230 cm	10 mm	2,3 mm
	PK-4POPK2320230ID	230 cm	20 mm	2,3 mm
	PK-4POPK2330230ID	230 cm	30 mm	2,3 mm

POLYPECTOMY LOOPS/EMR-SNARES POLYPEKTOMIESCHLINGEN/EMR-SCHLINGEN

4-3



Polypectomy loop, oval, monofil, rotating, isolated tip, 90° angled, teflon tube


Polypektomieschlinge, oval, monofil, drehbar, isolierte Spitze, 90° gebogen, Teflontubus

Handle: PK-4PWPk3000100 Griff: PK-4PWPk3000100



HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4POPK2630230IMDZ	230 cm	30 mm	2,6 mm



EMR-loop (Mucosaresection), oval, spring flat reinforced, teflon tube


EMR-Schlinge (Mucosaresektion), oval, flachfederverstärkt, Teflontubus

Handle: PK-4PWPk3000100 Griff: PK-4PWPk3000100



HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4POPK2610230F	230 cm	10 mm	2,6 mm
	PK-4POPK2620230F	230 cm	20 mm	2,6 mm
	PK-4POPK2630230F	230 cm	30 mm	2,6 mm



EMR-loop (Mucosaresection), oval, spring flat reinforced, with teeth, rotating, teflon tube

EMR-Schlinge (Mucosaresektion), oval, flachfederverstärkt, mit Zähnen, drehbar, Teflontubus

Handle: PK-4PWPk3000100 Griff: PK-4PWPk3000100




HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4POPK2610230FYD	230 cm	10 mm	2,6 mm
	PK-4POPK2620230FYD	230 cm	20 mm	2,6 mm
	PK-4POPK2630230FYD	230 cm	30 mm	2,6 mm

DOUBLE-INSTRUMENTS

DUO-INSTRUMENTE

4-4



Double-Instrument, Polypectomy loop-basket, 2 lumen, loop spring flat reinforced, oval, rotating, nitinol basket spiral, 5 wires, basket handle removable, teflon tube, basket lumen for rinsing, with HF-handle

Duo-Instrument, HF-Schlinge-Körbchen, 2 Lumen, Schlinge flachfederverstärkt, oval, drehbar, spiraliges Nitinolkörbchen, 5-drähtig, Körbchen-Griff abnehmbar, Teflontubus, Spülanschluss im Körbchenlumen, mit HF-Handgriff



HF


AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-1POPK3330230FDW

LENGTH
LÄNGE


230 cm

Ø LOOP
Ø SCHLINGE

30 mm

Ø TUBE
Ø TUBUS

3,3 mm



Double-Instrument, Polypectomy loop-needle, 2 lumen, loop spring flat reinforced, oval, rotating, needle Ø 0,7 x 5 mm, Luer lock, teflon tube, needle lumen for rinsing, with HF-handle

Duo-Instrument, HF-Schlinge-Nadel, 2 Lumen, Schlinge flachfederverstärkt, oval, drehbar, Nadel Ø 0,7 mm x 5 mm, Luer-Lock Nadelanschluss, Teflontubus, Spülanschluss im Nadellumen, mit HF-Handgriff



HF


AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-2POPK3330230FDW

LENGTH
LÄNGE


230 cm

Ø LOOP
Ø SCHLINGE

30 mm

Ø TUBE
Ø TUBUS

3,3 mm



Double-Instrument, Polypectomy loop-grasper, 2 lumen, loop spring flat reinforced, oval, rotating, retriever with 3 sharp hooks, grasper handle removable, teflon tube, grasper lumen for rinsing, with HF-handle

Duo-Instrument, HF-Schlinge-Greifer, 2 Lumen, Schlinge flachfederverstärkt, oval, drehbar, Greifer mit 3 scharfen Haken, Griff abnehmbar, Teflontubus, Spülanschluss im Greiferlumen, mit HF-Handgriff



HF


AREA
BEREICH

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-7POPK3330230FDW

LENGTH
LÄNGE

230 cm

Ø LOOP
Ø SCHLINGE

30 mm

Ø TUBE
Ø TUBUS

3,3 mm

CYTOLOGY BRUSHES

Cytology brushes are indicated for acquiring tissue samples used for diagnosis.

- Atraumatic tip for safe usage

ZYTOLOGIEBÜRSTEN

Zytologiebürsten werden eingesetzt, um Gewebe zu entnehmen.

- Atraumatische Spitze für sichere Handhabung

CLEANING BRUSHES

Cleaning brushes are used to clean the scope channels prior to sterilization.

- Safety metal ball tip
- Available as double sided brushes

REINIGUNGSBÜRSTEN

Reinigungsbürsten dienen zur Reinigung der Biopsiekanäle vor der Aufbereitung.

- Sicherheits-Metallkugel
- Auch als Doppel-Reinigungsbürsten erhältlich

VALVE CLEANING BRUSHES

Valve Cleaning brushes are used to clean the biopsy valves prior to sterilization.

- Stiffer and thicker bristles for high cleaning efficiency

VENTIL-REINIGUNGSBÜRSTEN

Ventil-Reinigungsbürsten dienen zur Reinigung der Biopsie-Ventile vor der Aufbereitung.

- Perfekt abgestimmter Besatz für optimale Reinigung




CYTOLOGY BRUSHES & CLEANING BRUSHES

ZYTOLOGIEBÜRSTEN & REINIGUNGSBÜRSTEN

5-1

Cytology brush with metal ball, teflon tube

Zytologiebürste mit Metallkugel, Teflontubus



Handle: PK-5ZWP0000050 Griff: PK-5ZWP0000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	BRISTLE BESATZ	Ø BRISTLE Ø BESATZ
	PK-5KZPK1020120	120 cm	1,0 mm	10 mm	2,0 mm
	PK-5KZPK1820120	120 cm	1,8 mm	10 mm	2,0 mm
	PK-5KZPK2325230	230 cm	2,3 mm	10 mm	2,5 mm

Double cleaning brush with metal ball


Doppelreinigungsbürste mit Metallkugel



ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	BRISTLE BESATZ	Ø BRISTLE Ø BESATZ
PK-5RDPK1630230F	230 cm	8 mm	4,0 mm
PK-5RDPK1950230F	230 cm	10 mm	5,0 mm

Cleaning brush with metal ball

Reinigungsbürste mit Metallkugel




ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	BRISTLE BESATZ	Ø BRISTLE Ø BESATZ
PK-5RKPK1630120F	120 cm	8 mm	4,0 mm
PK-5RKPK1950230F	230 cm	10 mm	5,0 mm

CLEANING BRUSHES

REINIGUNGSBÜRSTEN


5-2



Double-valve cleaning brush

Doppel-Ventilreinigungsbürste


ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	Ø BRISTLE Ø BESATZ	Ø BRISTLE Ø BESATZ
PK-5VDPK0812007	6 x 12 mm	11 x 30 mm



Valve cleaning brush

Ventilreinigungsbürste

ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	BRISTLE LENGTH BESATZLÄNGE	Ø BRISTLE Ø BESATZ
PK-5VKPK1245012	45 mm	12 mm



Cleaning brush for air-water-channel, metal braid tapered Ø 0,8 mm


Reinigungsbürste für Luft-Wasser-Kanal, Metallspitze verjüngt Ø 0,8 mm

ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	BRISTLE LENGTH BESATZ LÄNGE	Ø BRISTLE Ø BESATZ
PK-5RKPK1020180F	180 cm	10 mm	2,0 mm
PK-5RKPK1020230F	230 cm	10 mm	2,0 mm

BIOPSY FORCEPS

Biopsy forceps are flexible forceps with movable jaws used to obtain specimens (tissue samples) by introducing the forceps through the endoscope.

- Reusable
- Variety of forceps with different jaw types, diameters and working lengths
- Sheath flexibility ensures smooth insertion into the endoscope channel
- Featuring single & double action jaws
- Solid metal handle
- Extreme sharp cutting edges



BIOPSIEZANGEN

BiopsieZangen sind flexible Zangen, die während eines Intervents eingesetzt werden, um Gewebeproben zu entnehmen.

- Wiederverwendbar
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Durchmessern, Längen
- Flexible Verjüngung der Metallspirale erleichtert die Abwinklung der Endoskopspitze
- Einfach- und doppelbewegliche Maulteile
- Stabiler Metallgriff
- Optimale Schneidequalität

BIOPSY FORCEPS

BIOPSIEZANGEN

6-1



Biopsy forceps, round spoon-shaped fenestrated, coil distal tapered, with solid metal handle

Biopsiezange, runder Löffel mit Fenster, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
 	PK-6BRPK1802180	180 cm	1,8 mm	2 mm	4,1 mm
 	PK-6BRPK2303180	180 cm	2,3 mm	3 mm	6,0 mm
 	PK-6BRPK3003230	230 cm	3,0 mm	3 mm	7,0 mm
 	PK-6BRPK3405230	230 cm	3,4 mm	5 mm	8,4 mm



Biopsy forceps, round spoon-shaped fenestrated, with spike, coil distal tapered, with solid metal handle

Biopsiezange, runder Löffel mit Fenster, mit Dorn, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
 	PK-6BRPK1802180Y	180 cm	1,8 mm	2 mm	4,1 mm
 	PK-6BRPK2303180Y	180 cm	2,3 mm	3 mm	6,0 mm
 	PK-6BRPK3003230Y	230 cm	3,0 mm	3 mm	7,0 mm
 	PK-6BRPK3405230Y	230 cm	3,4 mm	5 mm	8,4 mm



Biopsy forceps, short-oval spoon-shaped fenestrated, coil distal tapered, with solid metal handle

Biopsiezange, kurz-ovaler Löffel mit Fenster, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
 	PK-6BOPK1803180	180 cm	1,8 mm	3 mm	5,3 mm
 	PK-6BOPK2304230	230 cm	2,3 mm	4 mm	7,0 mm
 	PK-6BOPK2504230	230 cm	2,5 mm	4 mm	7,5 mm
 	PK-6BOPK3405230	230 cm	3,4 mm	5 mm	9,0 mm

BIOPSY FORCEPS

BIOPSIEZANGEN

6-2



Biopsy forceps, short-oval spoon-shaped fenestrated, with spike, coil distal tapered, with solid metal handle

Biopsiezange, kurz-ovaler Löffel mit Fenster, mit Dorn, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
	PK-6BOPK1803180Y	180 cm	1,8 mm	3 mm	5,3 mm
	PK-6BOPK2304230Y	230 cm	2,3 mm	4 mm	7,0 mm
	PK-6BOPK2504230Y	230 cm	2,5 mm	4 mm	7,5 mm
	PK-6BOPK3405230Y	230 cm	3,4 mm	5 mm	9,0 mm



Biopsy forceps, toothed rim spoon-shaped fenestrated, coil distal tapered, with solid metal handle

Biopsiezange, gezahnter Löffel mit Fenster, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
	PK-6BGPK1804120	120 cm	1,8 mm	4 mm	6,0 mm
	PK-6BGPK1804160	160 cm	1,8 mm	4 mm	6,0 mm
	PK-6BGPK2305230	230 cm	2,3 mm	5 mm	7,8 mm
	PK-6BGPK3405230	230 cm	3,4 mm	5 mm	9,0 mm



Biopsy forceps, toothed rim spoon-shaped fenestrated, with spike, coil distal tapered, with solid metal handle

Biopsiezange, gezahnter Löffel mit Fenster, mit Dorn, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
	PK-6BGPK1804120Y	120 cm	1,8 mm	4 mm	6,0 mm
	PK-6BGPK1804160Y	160 cm	1,8 mm	4 mm	6,0 mm
	PK-6BGPK2305230Y	230 cm	2,3 mm	5 mm	7,8 mm
	PK-6BGPK3405230Y	230 cm	3,4 mm	5 mm	9,0 mm

BIOPSY FORCEPS

BIOPSIEZANGEN

6-3



Biopsy forceps, oval spoon-shaped fenestrated, with distal rat-tooth jaw, coil distal tapered, with solid metal handle

Biopsiezange, ovaler Löffel gefenstert mit distalem Mauszahn, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
	PK-6BMPK2305160	160 cm	2,3 mm	5 mm	6,8 mm
	PK-6BMPK2305180	180 cm	2,3 mm	5 mm	6,8 mm
	PK-6BMPK2305230	230 cm	2,3 mm	5 mm	6,8 mm



Tiltbiopsy forceps, tilt up left-right, oval spoon-shaped fenestrated, distal rat-tooth, jaw coil distal tapered, with solid metal handle

Kippbiopsiezange, links-rechts-Kippung, ovaler Löffel gefenstert mit distalem Mauszahn, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
	PK-6KOPK1804120	120 cm	1,8 mm	4 mm	8,0 mm
	PK-6KOPK1804180	180 cm	1,8 mm	4 mm	8,0 mm
	PK-6KOPK2305230	230 cm	2,3 mm	5 mm	9,0 mm



Hot-biopsy forceps, oval spoon-shaped jaw fenestrated, coil distal tapered, teflon coated, without handle

Hot-Biopsiezange, ovaler Löffel gefenstert, Spirale distal verjüngt, teflonbeschichtet, ohne Handgriff

Handle: PK-6HWPk3000050 Griff: PK-6HWPk3000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø JAW Ø BRANCHE	JAW LENGTH BRANCHENLÄNGE	OPENING ÖFFNUNG
	PK-6HOPK1803230X	230 cm	1,8 mm	3 mm	5,3 mm
	PK-6HOPK2304230X	230 cm	2,3 mm	4 mm	7,0 mm
	PK-6HOPK2505230X	230 cm	2,5 mm	5 mm	7,5 mm

FOREIGN BODY FORCEPS

Foreign Body Forceps are employed through the gastroscope for grasping, manipulating and removing foreign bodies. This procedure is applied to all endotherapy areas.

- Variety of forceps with different jaw types, diameters and working lengths
- Sheath flexibility ensures smooth insertion into the endoscope channel
- Variety of retriever devices for many clinical situations
- Solid metal handle
- Ideal for large polyps



FREMDKÖRPERFASSZANGEN

Fremdkörperfazzangen werden eingesetzt, um eine sichere Fremdkörperentfernung zu gewährleisten.

- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Durchmessern, Längen
- Flexiblere Verjüngung der Metallspirale erleichtert die Abwinklung der Endoskopspitze
- Stabiler Metallgriff
- Hohe Spannkraft der Maulteile
- Ideal für große Polypen

SCISSORS / FOREIGN BODY FORCEPS

SCHERENZANGEN / FREMDKÖRPERFASSZANGEN

7-1




Scissors forceps, double action jaw, coil distal tapered, with solid metal handle

Scherenzange, doppelbeweglich, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7FBPK2311180	180 cm	2,3 mm
 	PK-7FBPK2311230	230 cm	2,3 mm




Foreign body forceps, alligator jaw, coil distal tapered, with solid metal handle

Fremdkörperfazzange, Krokodahn, Spirale distal verfügt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7FKPK1807180	180 cm	1,8 mm
 	PK-7FKPK1807230	230 cm	1,8 mm
 	PK-7FKPK2307180	180 cm	2,3 mm
 	PK-7FKPK2307230	230 cm	2,3 mm



Foreign body forceps, rat-tooth jaw, coil distal tapered, with solid metal handle

Fremdkörperfazzange, Mauszahn, Spirale distal verfügt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7FMPK1804180	180 cm	1,8 mm
 	PK-7FMPK1804230	230 cm	1,8 mm
 	PK-7FMPK2305180	180 cm	2,3 mm
 	PK-7FMPK2305230	230 cm	2,3 mm

Other sizes see annex

Weitere Größen siehe Anhang

www.tontarra.de

FOREIGN BODY FORCEPS

FREMDKÖRPERFASSZANGEN

7-2



Foreign body forceps, PEG-forceps jaw, coil distal tapered, with solid metal handle

Fremdkörperfazzzange, PEG-Maul, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-7FJPK2311180	180 cm	2,3 mm
  	PK-7FJPK2311230	230 cm	2,3 mm



Foreign body forceps, flat rat-tooth jaw 1:2 teeth, coil distal tapered, with solid metal handle

Fremdkörperfazzzange, flache Auflage Mauszahn 1:2 Zähne, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-7FMPK1830180	180 cm	1,8 mm
  	PK-7FMPK1830230	230 cm	1,8 mm
  	PK-7FMPK2330180	180 cm	2,3 mm
  	PK-7FMPK2330230	230 cm	2,3 mm



Foreign body forceps, tooth, lengthwise and crosswise teeth, coil distal tapered, with solid metal handle

Fremdkörperfazzzange, Zahn, längs-quer-Zähne, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-7FZPK1804120	120 cm	1,8 mm
  	PK-7FZPK1804230	230 cm	1,8 mm
  	PK-7FZPK2305180	180 cm	2,3 mm
  	PK-7FZPK2305230	230 cm	2,3 mm

Other sizes see annex


Weitere Größen siehe Anhang

www.tontarra.de

FOREIGN BODY FORCEPS

FREMDKÖRPERFASSZANGEN

7-3




Forceps for stamp threads, scissors-shaped, coil distal tapered with solid metal handle

Fadenstanze, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7FTPK1811180	180 cm	1,8 mm
 	PK-7FTPK1811230	230 cm	1,8 mm
 	PK-7FTPK2311180	180 cm	2,3 mm
 	PK-7FTPK2311230	230 cm	2,3 mm



Foreign body grasping forceps, flat distal part toothed, coil distal tapered with solid metal handle

Fremdkörperfasszange mit flacher Auflage gezahnt, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7FGPK2330180	180 cm	2,3 mm
 	PK-7FGPK2330230	230 cm	2,3 mm



Foreign body forceps, oval gumy spoon-shaped jaw, coil distal tapered, with solid metal handle

Fremdkörperfasszange, oval gummiert, Spirale distal verjüngt, mit stabilem Metallhandgriff




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7FOPK1804180	180 cm	1,8 mm
 	PK-7FOPK2305180	180 cm	2,3 mm
 	PK-7FOPK2305230	230 cm	2,3 mm



POLYP RETRIEVERS

POLYPENGREIFER

7-4



Tripod polyp retriever, teflon tube, with 3 round hooks, grasps sink

Polypengreifer, Teflontubus, mit 3 runden Tellern, voll einziehbar

Handle: PK-7GWPK0000050 Griff: PK-7GWPK0000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-7GRPK1840120C	120 cm	1,8 mm
	PK-7GRPK1840180C	180 cm	1,8 mm
	PK-7GRPK2540180C	180 cm	2,5 mm
	PK-7GRPK2540230C	230 cm	2,5 mm




Tripod polyp retriever, teflon tube, with 4 round hooks, grasps sink

Polypengreifer, Teflontubus, mit 4 runden Tellern, voll einziehbar

Handle: PK-7GWPK0000050 Griff: PK-7GWPK0000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-7GRPK2540230Q	230 cm	2,5 mm



Tripod polyp retriever, teflon tube, with 5 round hooks, grasps sink

Polypengreifer, Teflontubus, mit 5 runden Tellern, voll einziehbar

Handle: PK-7GWPK0000050 Griff: PK-7GWPK0000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-7GRPK2540230Z	230 cm	2,5 mm

Other sizes see annex

Weitere Größen siehe Anhang


www.tontarra.de



POLYP RETRIEVERS

POLYPENGREIFER

7-5



Tripod polyp retriever, teflon tube, with 3 sharp hooks, grasps sink

Polypengreifer, Teflontubus, mit 3 scharfen Haken, voll einziehbar

Handle: PK-7GWPK0000050 Griff: PK-7GWPK0000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-7GZPK1840120C	120 cm	1,8 mm
	PK-7GZPK1840180C	180 cm	1,8 mm
	PK-7GZPK2540180C	180 cm	2,5 mm
	PK-7GZPK2540230C	230 cm	2,5 mm




Tripod polyp retriever, teflon tube, with 4 sharp hooks, grasps sink

Polypengreifer, Teflontubus, mit 4 scharfen Haken, voll einziehbar

Handle: PK-7GWPK0000050 Griff: PK-7GWPK0000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-7GZPK2540230Q	230 cm	2,5 mm



Tripod polyp retriever, teflon tube, with 5 sharp hooks, grasps sink

Polypengreifer, Teflontubus, mit 5 scharfen Haken, voll einziehbar

Handle: PK-7GWPK0000050 Griff: PK-7GWPK0000050



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-7GZPK2540230Z	230 cm	2,5 mm

POLYP RETRIEVERS

POLYPENGREIFER

7-6



Tripod polyp retriever, teflon tube, with 8 sharp hooks, grasps sink, double LL, with fixed click handle

Polypengreifer, Teflontubus, mit 8 scharfen Haken, voll einziehbar, Doppel-LL, mit festem Rasterhandgriff



AREA
BEREICH



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-7GZRG2625230OKW-Z

LENGTH
LÄNGE

230 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

2,6 mm



Ballon Grasper, two sharp hooks, curved 160°, teflon tube, with handle

Magenballon-Greifer, mit 2 spitzen Haken, 160° gebogen, Teflontubus, mit Handriff



AREA
BEREICH



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-7GBPK2640180BW

LENGTH
LÄNGE

180 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

2,6 mm



Needle for intergastric balloon, metal conical tip, teflon tube, with handle

Ballon-Nadel Sonde, konische Metallspitze, Teflontubus, mit Handgriff



AREA
BEREICH



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-8NZPK2610180ZW

LENGTH
LÄNGE

180 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

2,6 mm

SPRAY PROBES

Spray probes are used for coloring techniques where the user targets the mucosa with dyes in order to identify lesions more quickly and to assess them more accurately.

- Different lengths and diameters
- Teflon coated



SPRÜHSONDEN

Mit Spühsonden wird die Mucosa eingefärbt, wodurch eine schnelle und effiziente Erkennung der Mukosa-Lesion gewährleistet wird.

- Verschiedene Längen und Durchmesser
- Teflonbeschichtet

WASHING TUBES

Washing tubes are used to irrigate liquids and clean out the content of the gastro-intestinal tract.

- Available with straight, metal and tapered tips

SPÜLSONDEN

Spülsonden werden zur Reinigung der zu beurteilenden Gewebeflächen eingesetzt.

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich



SPRAY PROBES & WASHING TUBES

SPÜLSONDEN & SPRÜHSONDEN

8-1



Spray Probe for colouring technique, teflon tube, round metal tip type spray, double LL, with mandrin

Spühschleuse für Färbetechnik, Teflontubus, runde Metallspitze Typ Spray, Doppel-LL, mit Mandrin

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-8MRPK1802230MQ	230 cm	1,8 mm
 	PK-8MRPK2302230MQ	230 cm	2,3 mm



Washing tube, teflon tube, round metal tip

Spülschleuse, Teflontubus, runde Metallspitze

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-8MRPK2310230M	230 cm	2,3 mm



Washing tube, teflon tube, straight tip

Spülschleuse, Teflontubus, gerade Spitze

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-8MSPK1812120M	120 cm	1,8 mm
 	PK-8MSPK1812230M	230 cm	1,8 mm



Washing tube, teflon tube, tapered tip

Spülschleuse, Teflontubus, verjüngte Spitze

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-8MTPK2312230	230 cm	2,3 mm



Coagulations electrode, Thermo Probe, round, coil distal tapered, teflon coated, double-LL, HF-connector 3 mm

Koagulationselektrode, Thermo Probe, rund, Spirale distal verjüngt, teflonbeschichtet, Doppel-LL, HF-Anschluss 3 mm

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-8KRPK2307230KX-3	230 cm	2,3 mm

HF

HANDLES

Handles are used to insert the suitable working loop / element to perform a variety of endoscopic procedures.

- Reusable handles with deep limit for rod screw locking
- Monopolar
- Easy assembling
- Rotatable thumb rings
- Variety of handles with different designs for nurses and technicians comfort
- Handles for all endoscopic applications


GRIFFE

Griffe werden zur Befestigung der jeweiligen Instrumente benötigt, um die entsprechenden endoskopischen Eingriffe durchzuführen.

- Mehrweg-Griffe mit Tiefenanschlag
- Monopolar
- Einfache Befestigung
- Drehbare Daumenringe
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Hublängen
- Für alle endoskopischen Applikationen




AREA
BEREICH



Handle for retrieval baskets, solid, stroke 100 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism

Handgriff für Steinfänger-Polypenfängkörbchen, massiv, Hub 100 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-1SWPK0000100

AREA
BEREICH



Handle for papillotomes, solid, stroke 50 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism, HF-connector 3 mm

Handgriff für Papillotome, massiv, Hub 50 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung, HF-Anschluss 3 mm




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3QWPK3000050


HF

AREA
BEREICH



Handle for Polypectomy loops, solid, stroke 100 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism, HF-connector 3 mm

Handgriff für Polypektomieschlingen, massiv, Hub 100 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung, HF-Anschluss 3 mm



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4PWPk3000100


HF

HANDLES & ACCESSORIES

GRIFFE & ZUBEHÖR

9-2

AREA
BEREICH



Handle for Polypectomy loops, solid, stroke 150 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism, HF-connector 3 mm

Handgriff für Polypektomieschlingen, massiv, Hub 150 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung, HF-Anschluss 3 mm




HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4PWP3000150

AREA
BEREICH



Handle for Polypectomy loops, solid, stroke 200 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism, HF-connector 3 mm

Handgriff für Polypektomieschlingen, massiv, Hub 200 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung, HF-Anschluss 3 mm



HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-4PWP3000200

AREA
BEREICH



Handle for cytology brushes, solid, stroke 50 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism

Handgriff für Zytologiebürsten, massiv, Hub 50 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-5ZWP0000050

HANDLES & ACCESSORIES

GRIFFE & ZUBEHÖR

9-3

AREA
BEREICH



Handle for hot-biopsy forceps, solid, stroke 50 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism, HF-connector 3 mm

Handgriff für Hot-Biopsiezangen, massiv, Hub 50 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung, HF-Anschluss 3 mm




HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-6HWP3000050

AREA
BEREICH



Handle for polyp retrievers, solid, stroke 50 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism


Handgriff für Polypengreifer, massiv, Hub 50 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-7GWPK0000050

AREA
BEREICH



Handle for Double-Instrument, solid, stroke 160 mm, rotating thumb ring, deep limit for rod screw locking mechanism, HF-connector 3 mm

Handgriff für Duo-Instrument, massiv, Hub 160 mm, drehbarer Daumenring, Tiefenanschlag für problemlose Zugstangen-Schraub-Arretierung, HF-Anschluss 3 mm



HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4PWP3000160

HANDLES & ACCESSORIES


GRIFFE & ZUBEHÖR

9-4



HF-Cable silicone reinforced, high flexibility, cover isolated, handle side 3 mm Olympus, Fujinon device side 4 mm

HF-Kabel silikonverstärkt, hochflexibel, schutzisoliert, Handgriffseite 3 mm Olympus, Fujinon Geräteseite 4 mm



HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-0EKP3040250





Metal clip, ergonomic pressure face, stainless steel, for processing and ultrasound cleaning of PE- and FZ-forceps, for fixing and keeping guide wires and flexible endoscopic instruments

Metallklammer, ergonomische Druckfläche, rostfrei, zur Aufbereitung und Ultraschallreinigung von PE- und FZ-Zangen, zur Fixierung und Aufbewahrung von Führungsdrähten und flexiblen endoskopischen Instrumenten

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK- 8ZMPK0006000






Steel basket for single use only, hexagonal, 4 wires, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle

Einmal-Stahlkorb, hexagonal, 4-seilig, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-1BHEW1830230K-S	230 cm	30 mm	1,8 mm
  	PK-1BHEW2320230K-S	230 cm	20 mm	2,3 mm
  	PK-1BHEW2330230K-S	230 cm	30 mm	2,3 mm




Nitinol basket for single use only, hexagonal, 4 wires, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle

Einmal-Nitinolkorb, hexagonal, 4-seilig, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-1NHEW1830230K-S	230 cm	30 mm	1,8 mm
  	PK-1NHEW2320230K-S	230 cm	20 mm	2,3 mm
  	PK-1NHEW2330230K-S	230 cm	30 mm	2,3 mm




Nitinol basket for single use only, spiral, 4 wires, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle

Einmal-Nitinolkorb, spiralig, 4-seilig, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø BASKET Ø KORB	Ø TUBE Ø TUBUS
  	PK-1NSEW1830230K-S	230 cm	30 mm	1,8 mm
  	PK-1NSEW2320230K-S	230 cm	20 mm	2,3 mm
  	PK-1NSEW2330230K-S	230 cm	30 mm	2,3 mm




Sclerotherapy needle for single use only, teflon tube, tapered tip, with „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“ mechanism handle

Einmal-Sklerosierungsnaedel, Teflontubus, verjüngte Spitze, mit „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“-Mechanismus Handgriff




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-2EZTV1806230-S	230 cm	1,8 mm	5 mm	0,6 mm
	PK-2EZTV2306230-S	230 cm	2,3 mm	5 mm	0,6 mm
	PK-2EZTV2307230-S	230 cm	2,3 mm	5 mm	0,7 mm
	PK-2EZTV2309230-S	230 cm	2,3 mm	5 mm	0,9 mm




Transbronchial biopsy needle for single use only, teflon tube, tapered tip, with „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“ mechanism handle

Einmal-Transbronchiale Biopsienadel, Teflontubus, verjüngte Spitze, mit „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“-Mechanismus Handgriff




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-1EXTP2309120-13-S	120 cm	2,3 mm	13 mm	0,9 mm
	PK-2EXTV1807120-13-S	120 cm	1,8 mm	13 mm	0,7 mm
	PK-2EXTV2307120-13-S	120 cm	2,3 mm	13 mm	0,7 mm



Fibrinadhesive needle for single use only, teflon tube, mixed chamber, with „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“ mechanism handle

Einmal-Fibrinklebenadel, Teflontubus, Mischkammer, mit „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“-Mechanismus Handgriff




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-8KZEW2609180-S	180 cm	2,6 mm	5 mm	0,9 mm
	PK-8KZEW2609230-S	230 cm	2,6 mm	5 mm	0,9 mm



Wildcat for single use only, nitinol exchange guide wire antiking, teflon coat striped, high flexible tip, straight tip

Einmal-Wildkatze, knickstabiler Nitinol-Wechsel-Führungsdraht, Teflonbeschichtung, gestreift, hochflexible Spitze, gerade Spitze

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø INCH Ø INCH	Ø TIP Ø SPITZE
	PK-3LQPK0550480X-S	480 cm	0,025"	0,020"
	PK-3LQPK0850480X-S	480 cm	0,035"	0,025"



Wildcat for single use only, nitinol exchange guide wire antiking, teflon coat striped, high flexible tip, J-tip


Einmal-Wildkatze, knickstabiler Nitinol-Wechsel-Führungsdraht, Teflonbeschichtung, gestreift, hochflexible Spitze, J-Spitze

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø INCH Ø INCH	Ø TIP Ø SPITZE
	PK-3LQPK0550480XJ-S	480 cm	0,025"	0,020"
	PK-3LQPK0850480XJ-S	480 cm	0,035"	0,025"



Balloon-catheter for single use only, able for guide wire 0,025" and 0,035"


Einmal-Ballonkatheter, für Führungsdraht 0,025" und 0,035"



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	Ø BALLOON Ø BALLON	GUIDE WIRE FÜHRUNGSDRAHT
	PK-3LRPK5405200-S	200 cm	5,5 FR	9 mm	0,025"
	PK-3LRPK5407200-S	200 cm	7 FR	11 mm	0,035"

0,035"

0,025"



ERCP-catheter for single use only, short-filiform, teflon tube, with mandrin, double LL, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

Einmal-ERCP-Katheter, kurz filiform, Teflontubus, mit Mandrin, Doppel-LL, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung



AREA
BEREICH



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-3CTEW1810210-S

LENGTH
LÄNGE

210 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm



ERCP-catheter for single use only, bottle-top shaped metal tip, teflon tube, with mandrin, double LL, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

Einmal-ERCP-Katheter, flaschenförmiger Metallkopf, Teflontubus, mit Mandrin, Doppel-LL, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung



AREA
BEREICH



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-3CXEW1812210M-S

LENGTH
LÄNGE

210 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm



ERCP-catheter with Y-connector for single use only, short-filiform, with mandrin, teflon tube, metal pipe inside, double LL, for guide wire 0,035", suitable for contrast medium

Einmal-ERCP-Katheter, kurz-filiform, mit Mandrin, Teflontubus, Metallrohr innen, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung



AREA
BEREICH



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-3ETEW1810210M-S

LENGTH
LÄNGE

210 cm

Ø TUBE
Ø TUBUS

1,8 mm




Papillotome for single use only, tip filiform, double LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Papillotom, filiforme Spitze, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3QTEW1830210-S	210 cm	1,8 mm	30 mm



Y-3-Lumen-Papillotome for single use only, tip short-filiform, 11 o'clock model, tapered tip, teflon tube, able for guide wire for 0,035", suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm


Einmal-Y-3-Lumen-Papillotom, kurz-filiforme Spitze, 11° Modell, verjüngte Spitze, Teflontubus, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

0,035"

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3YTEW2330210-FR7-5-1L-S	210 cm	2,3 mm/1,8 mm	30 mm



Y-3-Lumen-Papillotome for single use only, tip short filiform, 11 o'clock model, tapered tip, able for guide wire for 0,035", suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm


Einmal-Y-3-Lumen-Papillotom, kurz-filiforme Spitze, 11° Modell, verjüngte Spitze, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

0,035"

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3YTEW2330210-FR7-5-2L-S	210 cm	2,3 mm/1,8 mm	30 mm




Pre-Cut-Papillotome for single use only, type needle, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Vorschneidepapillotom, Typ Nadel, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-3QZEW1802210Z-S	210 cm	1,8 mm	5 mm	0,2 mm




Pre-Cut-Papillotome for single use only, type needle, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Vorschneidepapillotom, Typ Nadel, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-3QZEW1805210Z-S	210 cm	1,8 mm	5 mm	0,5 mm




Pre-Cut-Papillotome for single use only, type knife, teflon tube, double LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Vorschneidepapillotom, Typ Spatel, Teflontubus, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	KNIFE LENGTH SPATELLÄNGE	Ø KNIFE Ø SPATEL
	PK-QYEW1802210Z-S	210 cm	1,8 mm	5 mm	0,8x0,2 mm



Y-3-Lumen-Needle-Papillotome for single use only, teflon tube, tapered tip, double LL, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm


Einmal-Y-3-Lumen-Nadel-Papillotom, Teflontubus, verjüngte Spitze, Doppel-LL, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

0,035"

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-3YZEW2202210V-S	210 cm	2,3 mm	6 mm	0,2 mm




Mini-Needle-Papillotome for single use only, fixed/punctual cut, PEEK-tube, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Mini-Nadel-Papillotom, festes/punkt förmiges Schneiden, PEEK-Tubus, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE
	PK-3QZEW0802240Z-S	240 cm	0,8 mm	5 mm



B2-Papillotome for single use only, type loop, teflon tube, double-LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-B2-Papillotom, Typ Schlinge, Teflontubus, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3QBEW1820210-S	210 cm	1,8 mm	20 mm
	PK-3QBEW2320210-S	210 cm	2,3 mm	20 mm



B2-Papillotome for single use only, type loop retrograd, teflon tube, double-LL, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm


Einmal-B2-Papillotom, Typ Schlinge retrograd, Teflontubus, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

0,035"

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	CUT SCHNITT
	PK-3YBEW2225210-FR7-5-15-S	210 cm	2,3 mm	20 mm




IDROCUT catheter for resection of mucose for single use only, double LL, tapered tip, green distal marker, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-IDROCUT Resektionskatheter, Doppel-LL, verjüngte Spitze, grüner Distalmarker, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

C

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	NEEDLE LENGTH NADELLÄNGE	Ø NEEDLE Ø NADEL
	PK-3QPEW2505230AK7560ZS	230 cm	2,5 mm	1 mm	0,5 mm
	PK-3QPEW2505230BK7560ZS	230 cm	2,5 mm	2 mm	0,5 mm




Polypectomy loop for single use only, oval, teflon tube, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval, Teflontubus, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-4EOPK2310230-S	230 cm	10 mm	2,3 mm
 	PK-4EOPK2315230-S	230 cm	15 mm	2,3 mm
 	PK-4EOPK2320230-S	230 cm	20 mm	2,3 mm
 	PK-4EOPK2330230-S	230 cm	30 mm	2,3 mm



Polypectomy loop for single use only, oval, monofil, teflon tube, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval, monofil, Teflontubus, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-4EOPK2310230M-S	230 cm	10 mm	2,3 mm
 	PK-4EOPK2315230M-S	230 cm	15 mm	2,3 mm
 	PK-4EOPK2320230M-S	230 cm	20 mm	2,3 mm
 	PK-4EOPK2330230M-S	230 cm	30 mm	2,3 mm




Polypectomy loop for single use only, hexagonal, teflon tube, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, hexagonal, Teflontubus, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-4EHPK2330230-S	230 cm	30 mm	2,3 mm




Polypectomy loop for single use only, crescent, teflon tube, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, crescent, Teflontubus, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4ECPK2330230-S	230 cm	30 mm	2,3 mm




EMR-loop (Mucosaresection) for single use only, oval, with teeth, teflon tube, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-EMR-Schlinge (Mucosaresktion), oval, mit Zähnen, Teflontubus, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4EOPK2330203Y-S	230 cm	30 mm	2,3 mm




EMR-loop (Mucosaresection) for single use only, oval, spring flat reinforced, teflon tube, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-EMR-Schlinge (Mucosaresktion), oval, flachfederverstärkt, Teflontubus, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4EOPK2620230F-S	230 cm	20 mm	2,6 mm
	PK-4EOPK2630230F-S	230 cm	30 mm	2,6 mm




EMR-loop (Mucosaresection) for single use only, oval, spring flat reinforced, with teeth, teflon tube, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-EMR-Schlinge (Mucosaresktion), oval, flachfederverstärkt, mit Zähnen, Teflontubus, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF


AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø LOOP Ø SCHLINGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-4EOPK2630230FY-S	230 cm	30 mm	2,6 mm



Cytology brush with metal ball for single use only, teflon tube, ergonomic handle

Einmal-Zytologiebürste mit Metallkugel, Teflontubus, ergonomischer Handgriff

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS	BRISTLE BESATZ	Ø BRISTLE Ø BESATZ
	PK-5ZKEW1820120-S	120 cm	1,8 mm	10 mm	2,0 mm
	PK-5ZKEW2320120-S	120 cm	2,3 mm	10 mm	2,0 mm
	PK-5ZKEW2320160-S	160 cm	2,3 mm	10 mm	2,0 mm
	PK-5ZKEW2320230-S	230 cm	2,3 mm	10 mm	2,0 mm



Tripod polyp retriever for single use only, teflon tube, with 3 round hooks, grasps sink, ergonomic handle

Einmal-Polypengreifer, Teflontubus, mit 3 runden Tellern, voll einziehbar, ergonomischer Handgriff


AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7GREW2540230C-S	230 cm	2,5 mm



Tripod polyp retriever for single use only, teflon tube, with 4 round hooks, grasps sink, ergonomic handle

Einmal-Polypengreifer, Teflontubus, mit 4 runden Tellern, voll einziehbar, ergonomischer Handgriff

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7GREW2540230Q-S	230 cm	2,5 mm



Tripod polyp retriever for single use only, teflon tube, with 3 sharp hooks, grasps sink, ergonomic handle

Einmal-Polypengreifer, Teflontubus, mit 3 scharfen Haken, voll einziehbar, ergonomischer Handgriff

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
 	PK-7GZEW2540230C-S	230 cm	2,5 mm



Tripod polyp retriever for single use only, teflon tube, with 4 sharp hooks, grasps sink, ergonomic handle


Einmal-Polypengreifer, Teflontubus, mit 4 scharfen Haken, voll einziehbar, ergonomischer Handgriff

AREA BEREICH

ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER
PK-7GZEW2540230Q-S

LENGTH LÄNGE
230 cm


Ø TUBE Ø TUBUS
2,5 mm



Spray Probe for colouring technique for single use only, teflon tube, round tip, double LL, with mandrin

Einmal-Sprühsonde für Färbetechnik, Teflontubus, runde Metallspitze, Doppel-LL, mit Mandrin


AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-8MREW1802230Q-S	230 cm	1,8 mm
	PK-8MREW2302230Q-S	230 cm	2,3 mm



Washing tube for single use only, teflon tube, straight tip

Einmal-Spülsonde, Teflontubus, gerade Spitze

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø TUBE Ø TUBUS
	PK-8MSEW1812120-S	120 cm	1,8 mm
	PK-8MSEW2312230-S	230 cm	2,3 mm



Nasal-bile-duct drainage-set for single use only, type Standard, with 0,035" guide wire, nasal tube connector, funnel 3-way stockcock

Einmal-Nasal-Drainage-Set, Typ Standard, mit Führungsdraht 0,035", Nasal Tubus Anschluss, 3-Wege-Hahn



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	Ø Ø
	PK-KNBS5	5 FR
	PK-KNBS6	6 FR
	PK-KNBS7	7 FR
	PK-KNBS10	10 FR




Nasal-bile-duct drainage-set for single use only, type Paris, with 0,035" guide wire, nasal tube connector, funnel 3-way stockcock

Einmal-Nasal-Drainage-Set, Typ Paris, mit Führungsdraht 0,035", Nasal Tubus Anschluss, 3-Wege-Hahn




AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	Ø Ø
	PK-KNBL5	5 FR
	PK-KNBL6	6 FR
	PK-KNBL7	7 FR
	PK-KNBL10	10 FR



Nasal-bile-duct drainage-set for single use only, Type NAG, with 0,035" guide wire, nasal tube connector, funnel 3-way stockcock

Einmal-Nasal-Drainage-Set, Typ NAG, mit Führungsdraht 0,035", Nasal Tubus Anschluss, 3-Wege-Hahn



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	Ø Ø
	PK-KNB5NAG	5 FR
	PK-KNB6NAG	6 FR
	PK-KNB7NAG	7 FR
	PK-KNB10NAG	10 FR

Bile-Duct Endoprosthesis „Kruse“ for single use only, with goldring

Einmal-Endoprothese „Kruse“, mit Goldring



also available in 7 FR/8,5 FR/12 FR *auch erhältlich in 7 FR/8,5 FR/12 FR*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø	FLAPS FLAPS
	PK-P105KR	8 cm	10 FR	5 cm
	PK-P106KR	9 cm	10 FR	6 cm
	PK-P107KR	10 cm	10 FR	7 cm
	PK-P108KR	11 cm	10 FR	8 cm
	PK-P109KR	12 cm	10 FR	9 cm
	PK-P1010KR	13 cm	10 FR	10 cm
	PK-P1011KR	14 cm	10 FR	11 cm
	PK-P1012KR	15 cm	10 FR	12 cm
	PK-P1013KR	16 cm	10 FR	13 cm
	PK-P1014KR	17 cm	10 FR	14 cm
	PK-P1015KR	18 cm	10 FR	15 cm

Pusher for Endoprosthesis for single use only

Einmal-Pusher für Endoprothesen



Steel guide wire



Guiding catheter

also available in 7 FR/8,5 FR/12 FR *auch erhältlich in 7 FR/8,5 FR/12 FR*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-PU10180	180 cm	10 FR

Guiding catheter for endoprosthesis with goldring *Führungskatheter für Endoprothesen mit Goldring*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-CG6350	350 cm	6 FR

Steel guide wire for prosthesis *Stahlführungsdraht für Prothesen*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-FT-SG-35-480	480 cm	0,035"

Bile-Duct Endoprosthesis „Angolata“ for single use only, with goldring

Einmal-Endoprothese „Angolata“, mit Goldring



also available in 7 FR/8,5 FR/12 FR *auch erhältlich in 7 FR/8,5 FR/12 FR*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø	FLAPS FLAPS
	PK-P105A	8 cm	10 FR	5 cm
	PK-P106A	9 cm	10 FR	6 cm
	PK-P107A	10 cm	10 FR	7 cm
	PK-P108A	11 cm	10 FR	8 cm
	PK-P109A	12 cm	10 FR	9 cm
	PK-P1010A	13 cm	10 FR	10 cm
	PK-P1011A	14 cm	10 FR	11 cm
	PK-P1012A	15 cm	10 FR	12 cm
	PK-P1013A	16 cm	10 FR	13 cm
	PK-P1014A	17 cm	10 FR	14 cm
	PK-P1015A	18 cm	10 FR	15 cm

Pusher for Endoprosthesis for single use only

Einmal-Pusher für Endoprothesen



Steel guide wire



Guiding catheter

also available in 7 FR/8,5 FR/12 FR *auch erhältlich in 7 FR/8,5 FR/12 FR*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-PU10180	180 cm	10 FR

Guiding catheter for endoprosthesis with goldring *Führungskatheter für Endoprothesen mit Goldring*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-CG6350	350 mm	6 FR


Steel guide wire for prosthesis *Stahlführungsdraht für Prothesen*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-FT-SG-35-480	480 mm	0,035"




Bile-Duct Endoprosthesis „Double Pigtail“ for single use only, with goldring

Einmal-Endoprothese „Doppel-Pigtail“, mit Goldring



also available in 7 FR/8,5 FR/12 FR *auch erhältlich in 7 FR/8,5 FR/12 FR*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø	FLAPS FLAPS
	PK-P105DP	8 cm	10 FR	5 cm
	PK-P106DP	9 cm	10 FR	6 cm
	PK-P107DP	10 cm	10 FR	7 cm
	PK-P108DP	11 cm	10 FR	8 cm
	PK-P109DP	12 cm	10 FR	9 cm
	PK-P1010DP	13 cm	10 FR	10 cm
	PK-P1011DP	14 cm	10 FR	11 cm
	PK-P1012DP	15 cm	10 FR	12 cm
	PK-P1013DP	16 cm	10 FR	13 cm
	PK-P1014DP	17 cm	10 FR	14 cm
	PK-P1015DP	18 cm	10 FR	15 cm



Pusher for Endoprosthesis for single use only

Einmal-Pusher für Endoprothesen

Steel guide wire



Guiding catheter

also available in 7 FR/8,5 FR/12 FR *auch erhältlich in 7 FR/8,5 FR/12 FR*



AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-PU10180	180 cm	10 FR

Guiding catheter for endoprosthesis with goldring *Führungskatheter für Endoprothesen mit Goldring*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-CG6350	350 mm	6 FR

Steel guide wire for prosthesis *Stahlführungsdraht für Prothesen*

AREA BEREICH	ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER	LENGTH LÄNGE	Ø Ø
	PK-FT-SG-35-480	480 mm	0,035"








DOUBLE-BALLOON-ENTEROSCOPY

The double-balloon-enteroscopy provides an unprecedented opportunity to reflect the entire small intestine, thereby closing a gap in the endoscopic diagnosis and treatment of small bowel diseases.

DOPPEL-BALLON-ENTEROSKOPIE

Die Doppel-Ballon-Enteroskopie bietet erstmals die Möglichkeit, den gesamten Dünndarm zu spiegeln und schließt so eine endoskopische Lücke in der Diagnostik und Therapie von Dünndarmerkrankungen.





ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-1NSEW1825250Z-S

BASKETS KÖRBCHEN

Nitinol Polycatcher for single use only, spiral Ø 25 mm, 6 wires, teflon tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, not able for lithotripter, ergonomic handle


Einmal-Nitinol-Polypenkorb, spiralig Ø 25 mm, 6-drähtig, Teflontubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, nicht lithotripter geeignet, ergonomischer Handgriff

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-1NSEW2330250-S

Nitinol Polycatcher for single use only, spiral Ø 30 mm, 4 wires, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, not able for lithotripter, ergonomic handle

Einmal-Nitinol-Polypenkorb, spiralig Ø 30 mm, 4-drähtig, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, nicht lithotripter geeignet, ergonomischer Handgriff



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-2EZTV2507250-S

SCLEROTHERAPY NEEDLES SKLEROSIERUNGSNADeln

Sclerotherapy needle for single use only, needle Ø 0,7 mm, needle length 5 mm, teflon tube Ø 2,5 mm, length 250 cm, with „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“ mechanism handle

Einmal-Sklerosierungsnadel, Ø 0,7 mm, Nadellänge 5 mm, Teflontubus Ø 2,5 mm, 250 cm Länge, mit Click-Needle-In-Click-Needle-Out-Mechanismus Handgriff

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-2EZTV1805250H-S

Sclerotherapy needle for single use only, needle Ø 0,5 mm, needle length 5 mm, tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, resistant against Histoacryl, with „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“ mechanism handle

Einmal-Sklerosierungsnadel, Nadel Ø 0,5 mm, Nadellänge 5 mm, Tubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, verjüngte Spitze, resistent gegen Histoacryl, mit „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“-Mechanismus Handgriff

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-2EZFJ1806250H-S

Sclerotherapy needle for single use only, inside tube PEEK, needle Ø 0,6 mm, needle length 5 mm, teflon tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, resistant against Histoacryl, with „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“ mechanism handle

Einmal-Sklerosierungsnadel, Innentubus PEEK, Nadel Ø 0,6 mm, Nadellänge 5 mm, Teflontubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, verjüngte Spitze, resistent gegen Histoacryl, mit „Click-Needle-In-Click-Needle-Out“-Mechanismus Handgriff

ERCP-CATHETERS *ERCP-KATHETER*

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3CXEW1810250M-S

ERCP-catheter for single use only, bottle-top shaped metal tip, teflon tube Ø 1,8 mm, with mandrin, able for guide wire 0,035", double LL, suitable for contrast medium, length 250 cm

Einmal-ERCP-Katheter, flaschenförmiger Metallkopf, Teflontubus Ø 1,8 mm, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, 250 cm Länge

0,035"



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3CTEW1810250-S

ERCP-catheter for single use only, short-filiform, teflon tube Ø 1,8 mm, with mandrin, able for guide wire 0,035", double LL, suitable for contrast medium, length 250 cm

Einmal-ERCP-Katheter, kurz-filiform, Teflontubus Ø 1,8 mm, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, 250 cm Länge

0,035"



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3CPEW1810250-S

ERCP-catheter for single use only, metal cannula, teflon tube Ø 1,8 mm, with mandrin, able for guide wire 0,035", double LL, suitable for contrast medium, length 250 cm

Einmal-ERCP-Katheter, Metallkanüle, Teflontubus Ø 1,8 mm, mit Mandrin, für Führungsdraht 0,035", Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, 250 cm Länge

0,035"



GUIDE WIRES *FÜHRUNGSDRÄHTE*

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3LQPK0850650X-S

Wildcat nitinol exchange guide wire antikink for single use only, teflon coat striped, Ø 0,035", high flexible tip 0,027", length 650 cm

Einmal-knickstabiler-Nitinol-Wechsel-Führungsdraht Wildkatze, Teflonbeschichtung gestreift, Ø 0,035", hoch-flexible Spitze 0,027", 650 cm Länge

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3LQPK0850650XJ-S

Wildcat nitinol exchange guide wire antikink for single use only with J-tip, teflon coat striped, Ø 0,035", high flexible tip 0,027", length 650 cm

Einmal-knickstabiler-Nitinol-Wechsel-Führungsdraht Wildkatze mit J-Spitze, Teflonbeschichtung gestreift, Ø 0,035", hoch-flexible Spitze 0,027", 650 cm Länge

PAPILLOTOMES PAPILLOTOME

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3QTEW1830250-S

Papillotome for single use only, tip filiform 5 mm, cut 30 mm, teflon tube Ø 1,8 mm, double-LL, suitable for contrast medium, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Papillotom, filiforme Spitze 5 mm, 30 mm Schnitt, Teflontubus Ø 1,8 mm, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3YTEW2330250-FR7-5-15-S

Y-3-Lumen-Papillotome for single use only, tip filiform, short tapering 11 o'clock model, cut 30 mm, teflon tube 2 Lumen Ø 2,3 mm tapered to 1,8 mm, length 250 cm, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Y-3-Lumen-Papillotom, kurz-filiforme Spitze, 11° Modell, verjüngte Spitze, 30 mm Schnitt, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

0,035"



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3QYEW1802250Z-S

Pre Cut-Papillotome for single use only, type knife, teflon tube Ø 1,8 mm, knife 0,8 mm x 0,2 mm, knife length 5 mm, length 250 cm, double-LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Vorschneidepapillotom, Typ Spatel, Teflontubus Ø 1,8 mm, Spatel 0,8 mm x 0,2 mm, Spatellänge 5 mm, 250 cm Länge, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3YZEW2202250Z-S

Y-3 Lumen-Needlepapillotome for single use only, teflon tube Ø 2,3 mm, tapered tip, needle Ø 0,2 mm, needle length 5 mm, length 250 cm, double-LL, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Y-3-Lumen-Nadelpapillotom, Teflontubus Ø 2,3 mm verjüngte Spitze, Nadel Ø 0,2 mm, Nadellänge 5 mm, 250 cm Länge, Doppel-LL, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

0,035"




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3QBEW1820250-S

B2-Papillotome for single use only, type loop, teflon tube Ø 1,8 mm, 20 mm cut, length 250 cm, double-LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-B2-Papillotom, Typ Schlinge, Teflontubus Ø 1,8 mm, 20 mm Schnitt, 250 cm Länge, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm





ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-3QBEW2320250-S

B2-Papillotome for single use only, type loop, teflon tube Ø 2,3 mm, 20 mm cut, length 250 cm, double-LL, suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-B2-Papillotom, Typ Schlinge, Teflontubus Ø 2,3 mm, 20 mm Schnitt, 250 cm Länge, Doppel-LL, Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-3YBEW2225250-FR7-5-15-S

Y-B2-Lumen-Papillotome for single use only, type loop retrograd, tube 2,3 mm distal tapered 1,8 mm, 25 mm cut, tip distal 15 mm, length 250 cm, double LL, able for guide wire 0,035", suitable for contrast medium, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Y-B2-Lumen-Papillotom, Typ B-II-Schlinge retrograd, Tubus Ø 2,3 mm distal verjüngt 1,8 mm, 25 mm Schnitt, Spitze distal 15 mm, 250 cm Länge, Doppel-LL, für Führungsdraht 0,035", Kontrastmittel-Einspritzung, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm



BALLOON-CATHETERS BALLON KATHETER



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-3LRPK5407250-S

Balloon-catheter for single use only, 7 FR, balloon Ø 13 mm, length 250 cm, able for guide wire 0,035"

Einmal-Ballonkatheter, 7 FR, Ballon Ø 13 mm, 250 cm Länge, für Führungsdraht 0,035"



POLYPECTOMY LOOPS POLYPEKTOMIESCHLINGEN



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK1810250M-S

Polypectomy loop for single use only, oval Ø 10 mm monofil, teflon tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval Ø 10 mm monofil, Teflontubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK1815250M-S

Polypectomy loop for single use only, oval Ø 15 mm monofil, teflon tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval Ø 15 mm monofil, Teflontubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm





ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK1820250M-S

Polypectomy loop for single use only, oval Ø 20 mm monofil, teflon tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval Ø 20 mm monofil, Teflontubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK2330250M-S

Polypectomy loop for single use only, oval Ø 30 mm monofil, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval Ø 30 mm monofil, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK2310250-S

Polypectomy loop for single use only, oval Ø 10 mm, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval Ø 10 mm, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK2320250-S

Polypectomy loop for single use only, oval Ø 20 mm, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval Ø 20 mm, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK2330250-S

Polypectomy loop for single use only, oval Ø 30 mm, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval Ø 30 mm, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EHPK1825250-S

Polypectomy loop for single use only, hexagonal Ø 25 mm, teflon tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, hexagonal Ø 25 mm, Teflontubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EHPK2330250-S

Polypectomy loop for single use only, hexagonal Ø 30 mm, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, hexagonal Ø 30 mm, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK2320250F-S

EMR-Polypectomy loop for single use only, spring flat reinforced, oval Ø 20 mm, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-EMR-Polypektomieschlinge, flachfederverstärkt, oval Ø 20 mm, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK2330250F-S

EMR-Polypectomy loop for single use only, spring flat reinforced, oval Ø 30 mm, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-EMR-Polypektomieschlinge, flachfederverstärkt, oval Ø 30 mm, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK2330250FY-S

EMR-Polypectomy loop for single use only, spring flat reinforced, oval Ø 30 mm, teflon tube Ø 2,3 mm, with teeth, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-EMR-Polypektomieschlinge, flachfederverstärkt, oval Ø 30 mm, Teflontubus Ø 2,3 mm, mit Zähnen, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-4EOPK2330250Y-S

Polypectomy loop for single use only, oval Ø 30 mm, teflon tube Ø 2,3 mm, with teeth, length 250 cm, ergonomic handle with HF-connector 3 mm

Einmal-Polypektomieschlinge, oval Ø 30 mm, Teflontubus Ø 2,3 mm, mit Zähnen, 250 cm Länge, ergonomischer Handgriff mit HF-Anschluss 3 mm

HF



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-5ZKEW1820250-S

CYTOLOGY BRUSHES ZYTOLOGIEBÜRSTEN

Cytology brush for single use only, Ø 2,0 mm x 10 mm bristle, teflon tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, with handle

Einmal-Zytologiebürste, Ø 2,0 x 10 mm Besatz, Teflontubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, mit Handgriff

Cytology brush for single use only, Ø 2,0 mm x 10 mm bristle, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, with handle

Einmal-Zytologiebürste, Ø 2,0 x 10 mm Besatz, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, mit Handgriff

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-5ZKEW2320250-S



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER


PK-8MREW1802250Q-S

SPRAY PROBES SPRÜHSONDEN

Spray-probe for single use only, teflon tube Ø 1,8 mm, type spray, length 250 cm, double LL, with mandrin

Einmal-Sprühsonde für Färbetechnik, Teflontubus Ø 1,8 mm, Typ Spray, 250 cm Länge, Doppel-LL, mit Mandrin

POLYP RETRIEVERS *POLYPENGREIFER*




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-7GZEW1835250C-S

Tripod polyp retriever for single use only, with 3 sharp hooks, teflon tube Ø 1,8 mm, length 250 cm, grasps sink, with ergonomic handle

Einmal-Polypengreifer, mit 3 scharfen Haken, Teflontubus Ø 1,8 mm, 250 cm Länge, voll einziehbar, mit ergonomischem Handgriff




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-7GREW2340250C-S

Tripod polyp retriever for single use only, with 3 round hooks, teflon tube Ø 2,3 mm, length 250 cm, grasps sink, with ergonomic handle

Einmal-Polypengreifer, mit 3 runden Tellern, Teflontubus Ø 2,3 mm, 250 cm Länge, voll einziehbar, mit ergonomischem Handgriff

WASHING TUBES *SPÜLSONDEN*




ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-8MSEW2312250-S

Washing tube for single use only, teflon tube, standard tip, 7 FR, length 250 cm

Einmal-Spülsonde, Teflontubus, Spitze standard, 7 FR, 250 cm Länge

PUSHER *PUSHER*



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-FPU7270

Pusher for endoprosthesis for single use only, 7 FR, length 270 cm, with goldring, X-ray

Einmal-Pusher für Endoprothesen, 7 FR, 270 cm Länge, mit Goldring, X-ray



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-7FMPK1830250

FOREIGN BODY FORCEPS *FREMDKÖRPERFASSZANGEN*

Foreign body forceps, teflon tube Ø 1,8 mm, flat rat-tooth jaw 1:2 teeth, length 250 cm, grasps sink, capsule retriever, with solid metal handle

Fremdkörperfasszange, Teflontubus Ø 1,8 mm, flache Auflage Mause Zahn 1:2 Zähne, 250 cm Länge, voll einziehbar, Kapselgreifer, mit stabilem Metallhandgriff



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-6BOPK1803250

BIOPSY FORCEPS *BIOPSIEZANGEN*

Biopsy forceps, short-oval spoon-shaped, fenestrated, coil distal tapered, length 250 cm, jaw Ø 1,8 mm, jaw length 3 mm, jaw opening 5,3 mm, with solid metal handle

Einmal-Biopsiezange, kurz-ovaler Löffel mit Fenster, Spirale distal verjüngt, 250 cm Länge, Maul Ø 1,8 mm, Maullänge 3 mm, Maulöffnung 5,3 mm, mit stabilem Metallhandgriff

Biopsy forceps, short-oval spoon-shaped, fenestrated, coil distal tapered, length 250 cm, jaw Ø 2,3 mm, jaw length 4 mm, jaw opening 7 mm, with solid metal handle

Biopsiezange, kurz-ovaler Löffel mit Fenster, Spirale distal verjüngt, 250 cm Länge, Ø 2,3 mm Maul, 4 mm Maullänge, 7 mm Maulöffnung, mit stabilem Metallhandgriff

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER

PK-6BOPK2304250





TONTARRA
MEDIZINTECHNIK GMBH

Daimlerstraße 15
78573 Wurmlingen/Germany
Tel.: +49(0)74 61 / 9 65 76-0
Fax: +49(0)74 61 / 9 65 76-26

Mail: info@tontarra.de
Web: www.tontarra.de

exclusively produced for Tontarra by **pkce**[®]